



TERMOMETRO DIGITAL- MANUAL DE INSTRUCCIONES
INFRARED THERMOMETER- INSTRUCTION MANUAL
THERMOMÈTRE DIGITAL - MANUEL D'INSTRUCTIONS
TERMÔMETRO DIGITAL - MANUAL DE INSTRUÇÕES



TEM 8000

Sonifer, S.A.
Avenida de Santiago, 86
30007 Murcia España
sonifer@sonifer.es / web: www.orbegozo.com
Made in PRC







Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso. Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.

ESPAÑOL

SIMBOLOS UTILIZADOS

	PRECAUCIÓN: Indica un peligro potencial que si no se evita puede resultar en heridas leves o moderadas al usuario o daños en el equipo o la propiedad.
	Parte aplicada tipo B
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Consulte el manual de instrucciones
	Fabricante
LOT	Número de lote
	Marca de aparatos eléctricos y electrónicos de acuerdo a la directiva 202/96EC. El aparato, accesorios y el embalaje deben ser eliminados correctamente al final de su uso. Consulte sus ordenanzas locales para la eliminación de este aparato.

GENERALES

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas,

sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado para evitar un peligro.
6. No desconecte nunca tirando del cable.
7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
8. No manipule el aparato con las manos mojadas.

9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
12. Este aparato es sólo para uso doméstico.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede encontrarla en nuestra página web: www.orbegozo.com
14. **ADVERTENCIA:** En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

-No utilice el producto en el rango de humedad por encima del 85%.

-Mantenga el producto alejado de los dispositivos electromagnéticos (por ejemplo, radio, móviles, etc.)

-El producto no debe exponerse al sol, cerca del fuego, o sumergirlo en agua.

-Nunca golpee con fuerza el producto, no lo use si ha sido dañado.

- El valor de medición puede verse afectado por sudor en la frente, gorro o bufanda. Asegúrese de eliminar el sudor y el pelo de la frente antes de la medición.
- Asegúrese que a distancia de medida es de 1 cm a 3 cm. con respecto a la frente.
- El uso de este termómetro no es un sustituto para consultar con su médico.


CARACTERISTICAS

- Termómetro sin contacto y con una alta precisión de medición
- Dos tipos de selección de modo de medición: temperatura corporal y temperatura superficial
- Intercambio de unidades de medida entre °C y °F.
- Cuando inserte las pilas por primera vez, espere 10 minutos para que empiece a funcionar
- En caso de que no se utilice durante mucho tiempo, detectará la temperatura ambiente primero, por lo que tardará uno o dos segundos más para encender.
- Función de guardar fecha y giro automático.
- Pantalla digital LCD retroiluminada.

Rangos de temperatura según edad:

EDAD	TEMPERATURA °C	TEMPERATURA °F
0-2	36.4-38	97.5-100.4
3-10	36.1-37.8	97-100
11-65	35.9-37.6	96.6-99.7
>65	35.8-37.5	96.4-99.5

Información en la pantalla



- 1. Medición temperatura cuerpo
- 2. Medición temperatura superficie
- 3. Resultado de medición
- 4. Alarma
- 5. Unidades de medida
- 6. Indicador batería baja
- 7. Símbolo historial
- 8. Datos guardados

Partes del producto



- 1. Infrarrojo
- 2. Pantalla LCD
- 3. Modos
- 4. Selector hacia abajo
- 5. Selector hacia arriba
- 6. Luz
- 7. Pulsador
- 8. Compartimento pilas

FUNCIONAMIENTO

1. Coloque las pilas en el compartimento 2x1.5V AAA
2. Cuando inserte las pilas por primera vez, espere 10 minutos para que empiece a funcionar
3. Coloque el termómetro a una distancia de entre 1-3 cm de la y luego presione el botón para comenzar la medición

CONFIGURACION

A) Temperatura F1

Presione el botón "MODE" durante 3 segundos hasta que en la pantalla muestre F1. Luego presione "▼" para elegir °C y "▲" para °F

B) Alarma F2

Presione el botón "MODE" durante 3 segundos hasta que la pantalla muestre F1. Presione "MODE" nuevamente y aparecerá F2. Pulse "▲" para aumentar la temperatura de alarma 0.1 °C (0.1 °F) y presione "▼" para disminuir 0.1 °C (0.1 °F).

Atención: la temperatura de alarma predeterminada es 38,0 °C (100,4 °F)

C) Vibración F3

Presione el botón "MODE" durante 3 segundos hasta que aparezca en la pantalla F1 luego presione "MODE" dos veces para ingresar a F3 y luego presione

"▼" para silenciar sonido y presione "▲" para activar el sonido.

D) Configuración del modo de medición

Presione la tecla "MODE" para la configuración de la temperatura corporal y temperatura de superficies.

El rango de temperatura para superficies es 0-100°C / 32-212.0°F

El rango de temperatura corporal es 32-43 °C / 89-109.4°F

E) Guardar mediciones

Las mediciones hechas se guardan automáticamente. Para ver el historial, presione "▼" y "▲" para comprobar. Se pueden guardar hasta 32 mediciones.

F) Salir de la configuración

Presione  .

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para conservar el termómetro en buen estado durante más tiempo es recomendable seguir los siguientes pasos:

- Limpie la superficie con algodón y con una solución de alcohol 70°
- No use productos químicos o abrasivos
- Guárdelo en un sitio seco y seguro

Si la pantalla LCD muestra el símbolo "HI" Significa que la temperatura está por encima de 43,0 °C.

Si la pantalla LCD muestra "LO" significa que la temperatura está por debajo de 32,0 °C
Eliminación del electrodoméstico viejo.



En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Este dispositivo cumple con los requisitos de la directriz de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.



Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd
No.11 Bldg., Shiguan Industrial Park, Gongming,
Guangming District, Shenzhen , China
Tel:86-755-26010950
Fax:86-755-26736969







ALTHOME France
Z.A.32390 MONTESTRUC/gers
Tel:00335 62 62 23 23
Fax:00335 62 62 21 13

ENGLISH

SYMBOLS IN THIS MANUAL AND PRODUCT

	<p>Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.</p>
	<p>Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury to the user or patient or damage to the equipment or other property.</p>
	<p>Type B applied part</p>

	Authorised representative in the European community
	Refer to instruction manual/booklet
	Manufacturer
LOT	Lot number
	<p>The marking of electrical and electronics devices according to Directive 2002/96/EC.</p> <p>The device, accessories and the packaging have to be disposed of waste correctly at the end of the usage. Please follow Local Ordinances or Regulations for disposal.</p>

General Safety Instructions

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

3. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.
4. **WARNING:** In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
5. If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent to avoid a hazard.
6. Never pull on the cord when unplugging.
7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
8. Do not handle the appliance with wet hands.
9. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.
12. This appliance is for household use only.
13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can find it in our website: www.orbegozo.com
14. **WARNING:** In case of misuse, there is a risk of possible injury.

-Please make sure to remove the sweat and hair on the forehead before the measurement.
-Use this thermometer is not intended as a substitute for consultation with your physician.

- Please contact our distributor when there is problem.
- Please don't try to repair it by yourself.
- Please do not use the product in the humidity range above 85%.
- Please keep the product away from electromagnetic range (for example radio, mobiles, and so on)
- The product may not be exposed to the sun, close to the fire, also immersed into water.
- Never impact or hard hit the product, don't use it if it has been damaged.
- The measurement value can be influenced by the sweat on the forehead, hat or scarf. Make sure the measure distance is between 1cm to 3 cm.

FEATURES

Non –Contact and with a high accuracy of measurement

Two kinds of measurement mode selection:bodytemperature and surface temperature

Exchange between °C and °F.

a). Input the battery

b). Waiting for 10 minutes for the first time or just insert the battery

c). In case when it's not used for long time, it will detectthe environment temperature first so it will take one or two seconds more to switch on.

d). Focus on the forehead and keep 1-3cm distance then press the button to start testing. It will display the testing data within one second. Be sure there is no hair, sweat, cosmetic or hat to cover the forehead.

Providing the function of sound notification of high body temperature.

Capable of storing 32 sets for the latest measurement data.

Providing the function of saving the date and auto turn off.

Providing the function of auto selection the range, LCD display resolution :0.1 °C(0.1°F).

Backlight LCD digital display

The range of the normal temperature in different ages

Age	Temperature °C	Temperature °F
0-2	36.4-38.0	97.5-100.4
3-10	36.1-37.8	97.0-100.0
11-65	35.9-37.6	96.6-99.7
>65	35.8-37.5	96.4-99.5



- 1. Body temperature mode
- 3.Result
- 2.Surface temperature mode
- 4.Alarm signal
- 5.Temperature°C /°F
- 6.Low battery warning
- 7.Storage
- 8.Checking saved data



- 1. Infrared probe
- 2. LCD screen
- 3. Mode
- 4. Down
- 5. Up
- 6. Backlight switch
- 7. Testing key
- 8. Battery cover

OPERATION

- a). Input the battery
- b). Waiting for 10 minutes for the first time or just insert the battery
- c). In case when it's not used for long time, it will detect the environment temperature first so it will take one or two seconds more to switch on.
- d). Focus on the forehead and keep 1-3cm distance then press the button to start testing. It will display the testing data within one second. Be sure there is no hair, sweat, cosmetic or hat to cover the forehead.

SETTING

- a). Setting the format of the temperatura F1

Keep pressing "MODE" for 3 seconds till the screen display F1, the press "▼" to choose °C and "▲" for °F

b). Alarm temperature setting F2

Keep pressing "MODE" for 3 seconds till the screen display F1 then press "MODE" again to enter into F2 then press "▲" for increasing alarm temperature 0.1°C (0.1°F) and press "▼" for decreasing 0.1°C (0.1°F).

Attention: The default alarm temperature is 38.0°C (100.4°F)

c). Buzzer ON/OFF F3

Press "MODE" button for 3 seconds till the screen display F1 then press "MODE" twice to enter into F3 then press "▼" to close the buzzer (a sound icon disappear) and press "▲" to open the buzzer (a sound icon is displayed on the LCD screen)

d). Out of setting

Keep pressing  until it's power off.

e). Measuring mode setting

Press "MODE" key to the human body and the surface mode conversion. Under the MODE of body surface measurement rang is: 0.0~100.0°C (32.0°F-212.0°F)

This product is specialized for testing human being's body temperature so the displaying temperature range is 32.0°C-43.0°C(89.0°F-109.4°F)

Disposal of old electrical appliances.



The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY: This device complies with the requirements of the EMC directive 2014/30/EU










Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd
No.11 Bldg., Shiguan Industrial Park, Gongming,
Guangming District, Shenzhen, China
Tel:86-755-26010950
Fax:86-755-26736969



ALTHOME France
Z.A.32390 MONTESTRUC/gers
Tel:00335 62 62 23 23
Fax:00335 62 62 21 13

SYMBOLES UTILISÉS

	DANGER : Indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort.
	PRÉCAUTION : Indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou modérées à l'utilisateur ou des dommages sur l'équipement ou autre.
	Dispositif type B
	Représentant autorisé dans la Communauté Européenne
	Consultez le manuel d'instructions
	Fabricant
LOT	Lot number
	Marquage des appareils électriques et électroniques conformément à la directive 2012/19/CE. Les appareils, accessoires et l'emballage doivent être éliminés correctement en fin de vie utile Consultez votre législation locale ou autres réglementations pour l'élimination de cet appareil.

Conseils généraux de sécurité

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap

physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
3. Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.
4. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé afin d'éviter un danger.
6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.
7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont abîmés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.
9. Ne jamais placer l'appareil près de l'eau ou autre liquide.

10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.
11. L'appareil doit être installé suivant les normes nationales pour les installations électriques.
12. Cet appareil n'est apte que pour une utilisation domestique.
13. Dans le cas où vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez demander www.orbegozo.com
14. **AVERTISSEMENT:** En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il y a un risque de blessure.

-N'utilisez pas le produit dans une plage d'humidité supérieure à 85%.

-Gardez le produit à l'écart des appareils électromagnétiques (par exemple, radio, téléphones portables, etc.)

-Le produit ne doit pas être exposé au soleil, près d'un feu ou immergé dans l'eau. -Ne frappez jamais le produit avec force, ne l'utilisez pas s'il a été endommagé.

-La valeur de mesure peut être affectée par la sueur sur le front, le chapeau ou l'écharpe. Assurez-vous d'éliminer la sueur et les poils de votre front avant la mesure.

-Assurez-vous que la distance de mesure est de 1 cm à 3 cm. par rapport au front.

-L'utilisation de ce thermomètre ne remplace pas la consultation de votre médecin.

FONCTIONNALITÉS

Non –Contact et avec une grande précision de mesure

Deux types de sélection du mode de mesure: température corporelle et température de surface

Échange entre °C et °F.

à). Entrez la batterie

b). Attendre 10 minutes pour la première fois ou simplement insérer la batterie

c). Dans le cas où il n'est pas utilisé pendant une longue période, il détectera d'abord la température de l'environnement. Il faudra donc une ou deux secondes de plus pour s'allumer.

ré). Concentrez-vous sur le front et gardez une distance de 1 à 3 cm, puis appuyez sur le bouton pour commencer le test. Il affichera les données de test en une seconde. Assurez-vous qu'il n'y a pas de cheveux, de sueur, de cosmétique ou de chapeau pour couvrir le front.

Fournir la fonction de notification sonore de la température corporelle élevée.

Capable de stocker 32 ensembles pour les dernières données de mesure.

Fournit la fonction d'enregistrement de la date et d'arrêt automatique.

Fournissant la fonction de sélection automatique de la plage, résolution de l'écran LCD: 0,1 °C (0,1 °F).

Affichage numérique LCD rétro-éclairé



1. Mode température corporelle
2. mode de température de surface
3. résultat
4. signal d'alarme
5. température °C / °F
6. avertissement de batterie faible
7. stockage
8. Vérifier les données enregistrées



1. Sonde infrarouge
2. écran LCD
3. Mode
4. Vers le bas
5. Haut
6. Interrupteur de rétroéclairage
7. Clé de test
8. Couvercle de la batterie

OPÉRATION

- à). Entrez la batterie
- b). Attendre 10 minutes pour la première fois ou insérer simplement la batterie
- c). Dans le cas où il n'est pas utilisé pendant une longue période, il détectera d'abord la température de l'environnement, de sorte qu'il faudra une ou deux secondes de plus pour s'allumer.
- ré). Concentrez-vous sur le front et gardez une distance de 1 à 3 cm, puis appuyez sur le bouton pour commencer le test. Il affichera les données de test en une seconde. Assurez-vous qu'il n'y a pas de cheveux, de sueur, de cosmétique ou de chapeau pour couvrir le front.

RÉGLAGE

- à). Réglage du format de la température F1

Continuez à appuyer sur «MODE» pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche F1, appuyez sur «▼» pour choisir °C et «▲» pour °F

- b). Réglage de la température d'alarme F2

Continuez à appuyer sur «MODE» pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche F1 puis appuyez à nouveau sur «MODE» pour entrer dans F2 puis appuyez sur «▲» pour augmenter la température d'alarme de 0,1 °C

(0,1 °F) et appuyez sur «▼» pour diminuer 0,1 °C (0,1 °F).

Attention: la température d'alarme par défaut est de 38,0 °C (100,4 °F)

- c). Buzzer ON / OFF F3

Appuyez sur le bouton «MODE» pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche F1 puis appuyez deux fois sur «MODE» pour entrer dans F3 puis appuyez sur «▼» pour fermer le buzzer (une icône sonore disparaît) et appuyez sur «▲» pour ouvrir le buzzer (un son l'icône s'affiche sur l'écran LCD)

- d). Réglage du mode de mesure

Appuyez sur la touche «MODE» pour le corps humain et la conversion du mode de surface. Sous le MODE de mesure de la surface du corps, la plage est: 0,0 ~ 100,0 °C (32,0 °F -212,0 °F)

Ce produit est spécialisé pour tester la température corporelle de l'être humain de sorte que la plage de température d'affichage est de 32,0 °C -43,0 °C (89,0 °F -109,4 °F)

Élimination des vieux équipements électrodomestiques.



En vertu de la Norme Européenne 2002/96/CE sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), les vieux appareils électrodomestiques ne peuvent pas être jetés dans les conteneurs municipaux habituels; ils doivent être ramassés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des composants et des matériaux qui le composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée apparaît sur tous les produits pour rappeler aux consommateurs qu'ils ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers, ils doivent être ramassés séparément. Le consommateur doit contacter sa mairie ou le vendeur pour savoir comment éliminer son vieil appareil électrodomestique.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : Ce dispositif remplit les conditions requises de la directive sur la Compatibilité Électromagnétique 2014/30/EU






Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd
No.11 Bldg., Shiguan Industrial Park, Gongming,
Guangming District, Shenzhen , China
Tel:86-755-26010950
Fax:86-755-26736969



ALTHOME France
Z.A.32390 MONTESTRUC/gers
Tel:00335 62 62 23 23
Fax:00335 62 62 21 13

SÍMBOLOS UTILIZADOS

	PERIGO: Indica um potencial perigo que se não for evitado, pode originar lesões graves ou a morte.
	PRECAUÇÃO: Indica um perigo potencial que se não for evitado pode causar lesões ligeiras ou moderadas no utilizador ou danos no equipamento ou propriedade.
	Dispositivo de tipo B
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Consulte o manual de instruções
	Fabricante
LOT	Número do lote
	<p>Marca de equipamentos elétricos e eletrónicos de acordo com a diretiva 202/96CE. O equipamento, acessórios e a embalagem devem ser eliminados corretamente no final da sua utilização.</p> <p>Consulte as disposições locais ou outros regulamentos referentes à eliminação deste equipamento.</p>

INSTRUCOES GERAIS DE SEGURANCA

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de

experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.

2. As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
4. PRECAUÇÃO: Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
5. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado.
6. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.
7. Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.
8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
9. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
10. Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.

11. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
12. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
13. No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode perguntar para www.orbegozo.com
14. **ATENÇÃO:** Em caso de utilização incorreta do aparelho, há um risco de possíveis lesões.

- Não use o produto em uma faixa de umidade acima de 85%.
- Mantenha o produto longe de dispositivos eletromagnéticos (por exemplo, rádio, telefones celulares, etc.)
- O produto não deve ser exposto à luz solar direta, próximo ao fogo ou imerso em água. -Nunca bata no produto com força, não o use se estiver danificado.
- O valor da medição pode ser afetado pelo suor na testa, chapéu ou lenço. Certifique-se de remover o suor e o cabelo da testa antes da medição.
- Certifique-se de que a distância de medição é 1cm-3cm. em relação à testa.
- O uso deste termômetro não substitui a consulta com seu médico.

FUNCIONALIDADES

Não –Contato e com alta precisão de medição

Dois tipos de seleção de modo de medição: temperatura corporal e temperatura superficial

Troca entre °C e °F.

a). Insira a bateria

b). Aguarde 10 minutos pela primeira vez ou apenas insira a bateria

c). Caso não seja utilizado por muito tempo, primeiro sentirá a temperatura do ambiente. Portanto, vai demorar um ou dois segundos a mais para acender.

d). Concentre-se na testa e mantenha uma distância de 1-3cm, depois pressione o botão para iniciar o teste. Ele exibirá os dados de teste em um segundo. Certifique-se de que não haja cabelo, suor, cosméticos ou chapéu para cobrir a testa.

Fornecer a função de notificação sonora de alta temperatura corporal.

Capaz de armazenar 32 conjuntos para os dados de medição mais recentes.

Oferece a função de registro de data e desligamento automático.

Fornecendo função de seleção automática de faixa, resolução da tela LCD: 0,1 °C (0,1 °F).

Visor digital LCD retroiluminado



1. Modo de temperatura corporal
2. modo de temperatura da superfície
3. resultado
4. Sinal de alarme
5. temperatura °C / °F
6. aviso de bateria fraca
7. armazenamento
8. Verifique os dados registrados



1. Sonde infrarouge
2. écran LCD
3. Mode
4. Vers le bas
5. Haut
6. Interrupteur de rétroéclairage
7. Clé de test
8. Couvercle de la batterie

CONFIGURAÇÃO

a). Insira a bateria

b). Aguarde 10 minutos pela primeira vez ou apenas insira a bateria

vs). Caso não seja usado por muito tempo, primeiro sentirá a temperatura do ambiente, por isso demorará mais um ou dois segundos para ligar.

ré). Concentre-se na testa e mantenha uma distância de 1-3cm, depois pressione o botão para iniciar o teste. Ele exibirá os dados de teste em um segundo. Certifique-se de que não haja cabelo, suor, cosméticos ou chapéu para cobrir a testa.

a). Configurando o formato de temperatura F1

Continue pressionando "MODE" por 3 segundos até que o visor mostre F1, pressione "▼" para escolher °C e "▲" para °F

b). Configurando a temperatura do alarme F2

Continue pressionando "MODE" por 3 segundos até que o visor mostre F1 e pressione "MODE" novamente para inserir F2 e pressione "▲" para aumentar a temperatura do alarme em 0,1 °C (0,1 °F) e pressione "▼" para diminuir 0,1 °C (0,1 °F).

Atenção: a temperatura padrão do alarme é 38,0 °C (100,4 °F)

c). Buzzer ON / OFF F3

Pressione o botão "MODE" por 3 segundos até que a tela exiba F1, pressione "MODE" duas vezes para entrar em F3 e pressione "▼" para fechar a campainha (um ícone de som desaparece) e pressione em "▲" para abrir a campainha (um som é exibido na tela LCD)

e). Configurando o modo de medição

Pressione a tecla "MODE" para conversão do corpo humano e modo de superfície. Sob o MODO de medição da superfície corporal, o intervalo é: 0,0 ~ 100,0 °C (32,0 °F -212,0 °F)

Este produto é especializado para testar a temperatura do corpo humano, de modo que a faixa de temperatura do display seja de 32,0 °C -43,0 °C (89,0 °F -109,4 °F)

Eliminação do eletrodoméstico antigo.



De acordo com o disposto na Norma europeia 2002/96/CE relativa a Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), os eletrodomésticos antigos não podem ser eliminados nos contentores municipais de resíduos domésticos; devem ser recolhidos em separado para otimizar a recuperação e reciclagem dos componentes e materiais que os constituem, e reduzir o impacto na saúde humana e no meio ambiente. O símbolo do caixote de lixo riscado é colocado sobre todos os produtos para lembrar o consumidor da sua obrigação de separar o equipamento para a recolha seletiva.

O consumidor deve contactar as autoridades locais ou o revendedor do equipamento para obter informações acerca da eliminação correta do seu eletrodoméstico antigo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: Este dispositivo cumpre os requisitos da diretiva relativa à Compatibilidade eletromagnética 2014/30/EU



Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd
No.11 Bldg., Shiguan Industrial Park, Gongming,
Guangming District, Shenzhen , China
Tel:86-755-26010950
Fax:86-755-26736969



ALHOME France
Z.A.32390 MONESTRUC/gers
Tel:00335 62 62 23 23
Fax:00335 62 62 21 13